

ZAP-IT stoppt das Jucken nach einem Mückenstich,  
vermindert das Bedürfnis zu kratzen und reduziert die Schwellung.

# **Autsch!!!**

erst ein Stich  
dann tuts kurz weh  
dann juckt es sehr lange.

**Es sei denn,  
man hat ZAP-IT dabei**

Mit ZAP-IT beenden  
Sie den Juckreiz.



### **Wie funktioniert?**

**Durch leichte elektrische Impulse auf der Haut wird die Histamin-Ausschüttung und somit die unangenehme Wirkung des Insektengiftes gestoppt.**

Bei der Anwendung ist lediglich ein leichtes Pieken, vergleichbar mit einem kleinen elektrischen Schlag, zu spüren.

### **Keine Batterie – Klinisch getestet – Hält 1000 Anwendungen – 5000 Klicks.**

Halten Sie Zap-It! zwischen zwei Fingern und legen Sie den Daumen auf den Knopf wie in der Abbildung gezeigt.

Platzieren Sie das Gerät genau auf den Mückenstich. Zap-It! muss die Haut berühren.

Drücken Sie mit dem Daumen den Knopf schnell 3-5 mal hintereinander.

Entscheiden Sie selbst wie viele Klicks Sie benötigen. Nach ein paar Sekunden hört das Jucken auf.

Bei Bedarf, wiederholen Sie die Anwendung. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie Zap-It! unmittelbar anwenden nachdem Sie gestochen wurden.

**Die Anwendung kann sogar auch durch leichte Kleidung hindurch erfolgen.**

**Reisezeit ist Moskitizeit!**

# Dont scratch it - ZAP-IT - der Mückenstich Schmerzstiller



In 6 verschiedenen Farben



- Aufsetzen
- 3-5 mal den Knopf drücken
- nach einigen Sekunden ist der Juckreiz weg
- keine Batterien notwendig



am Stoffband



am Schlüsselring

# Dont scratch it - ZAP-IT - der Mückenstich Schmerzstiller

## ZAP-IT

- Zap-It! – Schmerzstiller gegen Mückenstiche
- Lebensdauer bis zu 5000 Klicks / 1000 Stiche j
- Max. Entladung: 13 KV, 0,7 mA
- Entladungsdauer ca. 10 Mikrosekunden
- Mit Handschlaufe oder Keyring
- Reduziert nur das Jucken, neutralisiert nicht die Infektionen oder Gifte die mit dem Stich einhergehen
- Keine Batterien erforderlich
- Chemikalien und Giftstofffrei (für Allergiker geeignet)
- Klinisch getestet von der London School of Hygiene & Tropical Medicine
- Maße ca. 5 x 5 x 2 cm
- Gewicht ca. 10 Gramm
- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Nicht an Augen, Lippen oder sensiblen Stellen benutzen
- Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher oder Kinder unter 2 Jahren

**Preis: 6,95 EURO** (UVP, inkl. MwSt.)

**Mindestbestellmenge: Display mit je 12 Stück** (farblich sortiert, 6 Farben)

Oder: 1 Umkarton mit 12 Displays, dann also 144 Stück.

---

Please send your orders to: [auftragsbearbeitung@ntp-gmbh.com](mailto:auftragsbearbeitung@ntp-gmbh.com)

All prices are plus statutory VAT

---

Interested in more?

Here you can see an overview of the NTP-Assortments:

[www.new-tech-products.com/products/pdf/NTP-Products-Overview.pdf](http://www.new-tech-products.com/products/pdf/NTP-Products-Overview.pdf)

